



Tampon avec bande abrasive pour porte-tampon - Bleu

Tampon moyennement abrasifs idéal pour éliminer la saleté incrustée.



| Référence | Couleur | Dimensions (mm) | Matériel | Poids net (kg) |
|---------------|---------|-----------------|----------|----------------|
| 1030BM | Bleu | 250 x 120 x 25 | PP | 0,033 |

Utilisation

| | |
|----------------------------------|--|
| Température minimale et maximale | min -20 / max 80 C° |
| Lavage (lave-vaisselle) | - |
| Autoclave | - |
| Mode d'empli et d'entretien | <ul style="list-style-type: none"> - Retirer l'emballage et toutes les étiquettes de l'outil; désinfecter. - La désinfection des outils peut se faire manuellement ou en autoclave. - La désinfection manuelle doit être effectuée à l'aide de détergents appropriés aux concentrations, durées et températures recommandées. - S'assurer que les outils sont complètement secs avant la prochaine utilisation. - Accrocher les outils pendant le séchage pour éviter toute contamination ou casse. - La zone de stockage doit être propre et éloignée des sources de chaleur et de lumière intense. - Ne pas utiliser d'outils endommagés. |

Conformité

- REACH

Informations logistiques

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Emballage interne | Sachet en PE-LD | Codes-barres du carton | 8008805130122 |
| Emballage externe | Carton | Codes-barres du carton | 08008805130122 |
| Quantité par paquet (pcs) | 6 | Nomenclature douanière | 96039091 |
| Poids brut du carton (kg) | 0,47 | Pays d'origine | Italie |
| Dimensions du carton (mm) | 280 x 230 x 130 | Palettisation (pcs) | 840 |
| Volume du carton (m ³) | 0,008 | Dimensions palette (cm) | 120 x 80 x 144,5 |

Versions disponibles

| | | | |
|------------|---|----------|--|
| Dimensions | | Matériel | |
| Couleur | R Y G W | | |